

# PLAQUETTE DE MARQUAGE

Cette plaquette permet de retracer manuellement le marquage sur un verre progressif, dégressif (ou unifocal gravé), lorsque le marquage du fournisseur a été effacé.

- Positionner le verre sur le dessin à l'aide des gravures (choisir le dessin en fonction de la géométrie du verre (croix à +0 +2 +4 ou +6))
- Pointer la position de la croix de centrage et tracer l'axe horizontal.
- Pointer si besoin la position de la VP (il faut connaître la longueur du couloir)



